



Labinox



Solução bebível para provas de metabolização da glucose no sangue. Instruções de uso de Glucoll® Laranja / Limão.

1. Descrição

Glucoll® Laranja / Limão, apresenta-se como uma solução não estéril, que contém 50, 75 ou 100g de glucose em garrafas em PET transparentes de 200 ml com tampa de rosca e anel de segurança brancos.

2. Composição

Cada 200ml de solução Glucoll® contém:

Glucose	50g, 75g ou 100g
Acidulante E330	0,72g
Conservante E202	0,03g
Corante E110	0,005g
Corante E102	0,002g
Água purificada q.b.p.	200 ml

3. Usos

Esta solução está indicada para o diagnóstico de provas de metabolização da glucose.

4. Advertências

Usar uma só vez, qualquer fracção não utilizada deve ser descartada.

Não adicionar medicamentos.

Não usar se apresentar turvação ou sedimentação.

Uma vez aberta a solução deve utilizar-se imediatamente.

Não utilizar depois da data de validade indicada na embalagem.

5. Quando não se deve administrar Glucoll®?

- Não utilizar em pacientes com infecções ou em pacientes com tratamentos com corticosteróides.
- Não administrar em pacientes com níveis que indiquem a possibilidade de diabetes mellitus (medições de glucose em jejum > de 140 mg/dL em duas ocasiões, ou uma glicemia post-prandial maior que 200 mg/dL em duas ocasiões).
- Em pacientes com altos níveis de hormona de crescimento; as hormonas adrenocorticais, tiroideias e as catecolaminas podem diminuir a tolerância á glucose.

6. Considerações especiais

Factores que podem interferir nos resultados obtidos:

- Estresse agudo (por exemplo, devido a uma cirurgia ou infecção).
- Exercício vigoroso
- Ansiedade
- Doenças hepáticas, hormonais, intestinais
- Tabaco
- Alguns medicamentos podem produzir intolerância á glucose, entre outros:
 - Os diuréticos
 - Os betabloqueadores (como o propranolol)
 - Os anticoncepcionais orais
 - Os corticoesteróides (como a prednisona)
 - Alguns medicamentos psiquiátricos
- Níveis superiores a 3 g/L de hemoglobina; 1,25 g/ L trigliceridos ou 10 mg/dL de bilirrubina.

7. Instruções de uso:

Recomenda-se ingerir muito frio

1. Agitar antes de beber
2. Abrir a tampa com o anel branco.
3. Ingerir a quantidade que o médico lhe tenha indicado.
4. Descartar o restante.
5. Não consumir passada a data de validade indicada na embalagem

PRODUTO	REF ^a
Glucoll® 50g Laranja / Limão	154551-0 / 154551-5
Glucoll® 75g Laranja / Limão	154551-1 / 154551-6
Glucoll® 100g Laranja / Limão	154551-2 / 154551-7

Labinox

Rua do Bairro Social, 63/67 – Fração D
3885-523 ESMORIZ

Telf: 917 888 499 / e-mail: labinox@labinox.pt / Web: www.labinox.pt